

Herstellung · Vertrieb:


Happersberger Otopront

Fabrikation medizinischer
Einrichtungen GmbH
Langgasse 90
D-65329 Hohenstein
Tel. +49 (0) 61 20- 92 17- 0
Fax +49 (0) 61 20- 92 17- 60
www.otopront.com
info@otopront.com

Optische Abformungen
in der CAD/CAM
Technologie
(CEREC®-Verfahren)



**Gleichmäßiger
Puderauftrag**



**Einwandfreie
optische Abformungen**



**Gelungenes
Endergebnis**

Entwicklung:

Dr. med. dent. Horst Landenberger

Königsteiner Straße 39
D-65812 Bad Soden a. Taunus


Powderchamp -Hotline:

Tel. +49 (0) 61 96-2 35 20
Fax +49 (0) 61 96-64 49 86
E-Mail: info@powderchamp.com

www.powderchamp.com

PowderChamp PowderChamp

**Optische
Abformungen in der
CAD/CAM Technologie**
für das
CEREC®-
Verfahren



- Gleichmäßiger Puderauftrag
- Fein dosierbarer Luftdruck
- Unabhängig von der Praxisinstallation durch leise laufenden Kompressor
- Feinstregulierung des Luftdrucks durch Dosierhebel und Reduzierventil
- Zweiter Puderbehälter für störungsfreies Arbeiten
- Schnellkupplung für den zweiten Puderbehälter
- Vermeidung von brüchigen Plastikkanülen
- Höchste feinmechanische Qualität
- Trocknung des Luftstromes durch zwei Wasserabscheider
- Vermeidung von Belästigungen u. Gefahren durch Treibgas
- Transportabel in verschiedene Behandlungszimmer
- Keine Belegung des Turbinenschlauches
- Handstück / Behälter sterilisierbar
- Keine Folgekosten
- 3 Jahre Garantie



Zwei Luftrockner und ein leicht
einstellbares Reduzierventil für
gleichmäßigen, feinst dosierten Luftstrom.

otopront.
PowderChamp